



ТРУПОТАН MON

препарат для повышения основности
в хромовом дублении

Характеристика:

внешний вид: *бежевый порошок*

Свойства:

ТРУПОТАН MON является препаратом для безопасного повышения основности в хромовом дублении. Применение **ТРУПОТАНА MON** обеспечивает равномерное повышение основности хромового дубителя без заметных прыжков величины рН.

ТРУПОТАН MON улучшает поглощение и связывание хромового дубителя, а также обеспечивает равномерный расклад хрома в кожаной ткани.

Способ применения:

ТРУПОТАН MON добавляют в хромовую ванну тогда, когда хромовый дубитель в значительной степени проникнул вглубь кожаной ткани. В случае дубления тонкого двойного голя, **ТРУПОТАН MON** можно добавлять в один прием после истечения 30 – 60 минут с момента загрузки хромового дубителя. Для полуфабриката потолще, **ТРУПОТАН MON** надо применять после 2 – 3 часов дубления, по мере возможности в двух одинаковых частях в промежутке 30 – 60 минут. После добавления препарата процесс дубления надо продолжать через ок. 8 часов для полного перереагирования **ТРУПОТАНА MON**. Температура в конце процесса дубления должна составлять около 40°C.

Количество использованного **ТРУПОТАНА MON** составляет 0,35 – 0,55% от массы голя и зависит от толщины полуфабриката, рН ванны в пикелевании и количества использованного хромового дубителя.

Если температура ванны во время дозировки **ТРУПОТАНА MON** является выше 30°C, увеличение рН ванны происходит быстрее.



Условия безопасности и хранения:

Рекомендуется применение противопыльной маски во время взвешивания и дозировки препарата.

Препарат должен храниться в сухом помещении.

Наши указания основаны на технических знаниях и нашем опыте, однако даются без обязательств. Из наших информации нельзя выводить юридически обязующих гарантии определенных свойств или пригодности к конкретному применению.

Существующие законы и постановления должны исполняться потребителями наших препаратов по их собственной ответственности.